

# MON KIT actiTENS

actiTENS se présente sous la forme d'un kit standard qui contient tous les composants nécessaires pour effectuer vos premières séances de stimulation.

## Le kit actiTENS (ref : SBM1AA008)

- Générateur actiTENS..... réf : SBM1AA100
- Boîtier de recharge ..... réf : SBM1AF100
- Alimentation..... réf : SBM1AF200
- Pack de 4 électrodes 50x50 mm\* réf : SBM1AC003
- 3 packs de câbles\* :
- 14 cm ..... réf : SBM1AE002
- 40 cm ..... réf : SBM1AE001
- 70 cm ..... réf : SBM1AE004
- 1 brassard taille standard\* ..... réf : SBM1AG301
- 1 trousse de soins ..... réf : SBM1AH100
- Notice d'utilisation..... réf : SBM1AL001

\* D'autres tailles / modèles sont disponibles sur commande (voir références ci-contre).

actiTENS dispose d'un large choix d'accessoires pour vous permettre d'adapter votre kit à la zone de stimulation et à votre traitement.

Pour une efficacité optimale du traitement, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour qu'il vous guide sur le choix des accessoires.

## Les électrodes

Les électrodes actiTENS sont réutilisables. Nous vous recommandons de bien les repositionner sur leur film plastique entre 2 utilisations. Il est conseillé de changer vos électrodes toutes les deux semaines.

### Références d'électrodes disponibles :

- 4 électrodes 50x50mm..... réf : SBM1AC003
- 4 électrodes 50x90mm..... réf : SBM1AC004
- 4 électrodes mixtes 50 mm x 50 mm et 50 mm x 90 mm ..... réf : SBM1AC005
- 4 électrodes peau sensible 50 mm x 50 mm ..... réf : SBM1AC006
- 4 électrodes rondes Ø 50mm.. réf : SBM1AC002
- 4 électrodes rondes Ø 32 mm . réf : SBM1AC001
- 1 électrode lombaire ..... réf : SBM1AD002
- 1 électrode multisite ..... réf : SBM1AN001

## Fixer actiTENS

Il existe 3 moyens de fixer actiTENS au plus près de la zone de stimulation :

- Le support adhésif
- Les accessoires textiles
- Les électrodes lombaires et multisites

Les supports adhésifs sont des consommables, il faut les remplacer régulièrement en fonction de votre utilisation. Prenez soin de les repositionner sur leur film plastique entre 2 utilisations.

Les accessoires textiles peuvent compléter ou remplacer l'utilisation des supports de fixation. Vous pouvez les passer en machine à 40°.



### Références disponibles :

- Support adhésif 30x10cm ..... réf : SBM1AB001
- Brassard actiTENS taille XS..... réf : SBM1AG300
- Brassard actiTENS taille standard réf : SBM1AG301
- Brassard actiTENS taille XL ..... réf : SBM1AG302
- Accessoire ceinture / soutien-gorge réf : SBM1AG400



## Les câbles

Vous pouvez choisir la longueur de câbles adaptée à votre cas. Ce choix se fait en fonction de la distance entre la zone sur laquelle sont collées les électrodes, et la zone sur laquelle vous souhaitez fixer le générateur actiTENS.

### Références disponibles :

- 14 cm..... réf : SBM1AE002
- 40 cm..... réf : SBM1AE001
- 70 cm..... réf : SBM1AE004
- 100 cm..... réf : SBM1AE003