

LES SUPPORTS DE FIXATION



Il existe 3 moyens de fixer **octiTENS Mini** au plus près de la zone de stimulation :

- Le support adhésif
- Les accessoires textiles
- Les électrodes lombaires et multisites

Références disponibles :

- ☐ Support adhésif 20x6 cm..... réf : SBM1AB001
- ☐ Brassard taille 40 cm..... réf : SBM1AG300
- ☐ Brassard taille 70 cm..... réf : SBM1AG301
- ☐ Brassard taille 130 cm..... réf : SBM1AG302
- ☐ Accessoire ceinture / soutien-gorge..... réf : SBM1AG400

Les supports adhésifs sont des consommables, il faut les remplacer régulièrement en fonction de votre utilisation. Prenez soin de les repositionner sur leur film plastique entre 2 utilisations.

Les accessoires textiles sont des supports de fixation réutilisables et lavables en machine à 40°C.



LES CÂBLES

actiTENS Mini dispose de câbles spécifiques avec une durabilité prolongée¹, avec des embouts identiques pour faciliter l'installation du dispositif et assurer la compatibilité avec toutes les électrodes.

Références des câbles :

- ☐ 2 Câbles **actiTENS** Mini - 14 cm.....réf : SBM7AE002
- ☐ 2 Câbles **actiTENS** Mini - 40 cm.....réf : SBM7AE001
- ☐ 2 Câbles **actiTENS** Mini - 70 cm.....réf : SBM7AE004
- ☐ 2 Câbles **actiTENS** Mini - 100 cm.....réf : SBM7AE003



LES ÉLECTRODES

Les électrodes sont réutilisables. Nous vous recommandons de bien les repositionner sur leur film plastique entre 2 utilisations. Il est conseillé de changer vos électrodes toutes les deux semaines.



Références d'électrodes disponibles :

- ☐ 4 électrodes 50x50 mm.....réf : SBM1AC003
- ☐ 4 électrodes 50x90 mm.....réf : SBM1AC004
- ☐ 4 électrodes mixtes 50 mm x 50 mm et 50 mm x 90 mm.....réf : SBM1AC005
- ☐ 4 électrodes peau sensible 50 mm x 50 mm.....réf : SBM1AC006
- ☐ 4 électrodes rondes Ø 50 mmréf : SBM1AC002
- ☐ 4 électrodes rondes Ø 32 mmréf : SBM1AC001
- ☐ 1 électrode lombaire.....réf : SBM1AD002
- ☐ 2 électrodes multisite.....réf : SBM1AN001

Source :

1 - La durée de vie des câbles **actiTENS** Mini est estimée à un an

